

1



**IT:** Fissate il CONO su una superficie liscia (ruotare la leva per consentire il fissaggio del CONO).

2



**IT:** Fate scivolare sul CONO la parte interna della calza con il bordo di chiusura (bordo in tessuto o adesivo) partendo dalla parte superiore del CONO.

3



**IT:** Tirare la calza compressiva per l'intera lunghezza del CONO. (Se la punta del piede è chiusa dovrebbe essere collocata sul CONO in modo perfettamente teso. Se la punta del piede è aperta la calza dovrebbe trovarsi due dita al di sotto del bordo, si veda fig.)

4



**IT:** Fate scorrere il DND sul CONO, facendolo scivolare verso il basso. Tirate il bordo di chiusura della calza verso l'alto al di sopra del DND.

5



**IT:** Fate scivolare il DND verso l'alto fino ad arrotolare completamente la calza compressiva con il bordo in tessuto nel DND. Per il modello autoreggente con bordo adesivo, il bordo può sporgere fuori dal DND oppure è possibile arrotolarlo.

6



**IT:** Tendete la cucitura della punta in modo che sia bene visibile dall'esterno.



**IT:** Posizionate il DND in modo che il tallone della calza compressiva sia ben visibile dall'esterno e sia direzionato verso il basso in direzione del pavimento.

8



**IT:** Posizionate la cucitura delle punte sulle dita del piede (il tallone deve essere rivolto verso il basso in direzione del pavimento). In caso di punta aperta, il risvolto deve essere collocato qui (si veda la freccia).

9



**IT:** Fate scivolare il DND verso l'alto dal tallone alla gamba. Srotolate completamente la calza con il bordo di chiusura (bordo in tessuto o adesivo) dal DND.

10



**IT:** Rimuovete il DND facendo scivolare verso il basso fino al piede. Per togliere la calza, fate scivolare il DND verso l'alto fino a raggiungere il bordo di chiusura (bordo in tessuto o adesivo) della calza compressiva, riavvolgere il bordo al DND e sfilare il DND con la calza facendolo scivolare verso il basso fino al piede.

11



**IT:** Tirate la calza compressiva medica con gli appositi guanti di gomma SIGVARIS in modo che si stenda in modo uniforme sulla gamba – in questo modo si eviteranno le pieghe.