

lipomed® face

lipomed face è un moderno bendaggio compressivo da usare immediatamente dopo un intervento di chirurgia plastico-estetica del viso.

Informazioni Per I Pazienti

La compressione esercitata da lipomed face, importante dal punto di vista terapeutico, favorisce il modellamento estetico negli interventi di liposuzione nella regione del mento o del collo. Contemporaneamente, si facilita la guarigione della ferita chirurgica e si riduce la formazione di edemi e di ematomi.

La scelta della misura giusta di lipomed face va effettuata dal medico o dal personale specializzato, sulla base delle misurazioni effettuate sul paziente.

Nell'applicazione di lipomed face bisogna prestare attenzione che le cuciture siano rivolte verso l'esterno, per evitare aumenti non desiderati della pressione sulla cute. Il fissaggio del bendaggio compressivo avviene con la chiusura delle allacciature in velcro marcate con lo stesso colore. Il medico stabilisce la durata d'uso, a seconda del tipo e dell'entità dell'intervento chirurgico. Tale durata corrisponde, di solito, a quattro settimane. Per ottenere i migliori risultati, lipomed face va indossato giorno e notte.

I prodotti lipomed sono destinati all'uso singolo nel periodo postoperatorio (4-6 settimane) per un singolo paziente (single

patient use). In caso di uso ripetuto e di modifiche apportate al prodotto, la sicurezza medica non è più garantita.

Avvertenza di sicurezza

Modifiche apportate al design, al taglio e alla confezione possono portare a compromissione dell'effetto clinico-terapeutico del prodotto e possono costituire un pericolo per il paziente. Modifiche di ogni tipo apportate da terzi invalidano la dichiarazione di conformità UE (Marchio CE) prescritta per legge riguardante i dispositivi medici, rilasciata dal produttore.

Caratteristiche del prodotto

I materiali delicati impiegati e la corretta compressione terapeutica soddisfano tutte le aspettative di medico e paziente di un moderno capo compressivo. La maglia modellante favorisce il successo terapeutico.

Le caratteristiche di vestibilità di lipomed face ne rendono piacevole l'impiego 24 ore su 24.

Campi d'applicazione

- Terapia compressiva post-operatoria dopo liposuzione nella regione del mento o del collo
- Terapia compressiva post-operatoria dopo interventi di chirurgia maxillofaciale
- Sostegno nel rilassamento tissutale

Controindicazioni

- Disturbi della circolazione arteriosa
- Disturbi della respirazione
- Intolleranza al materiale

Avvertenza: Se durante l'uso del capo compressivo nota la comparsa di gonfiori o di disturbi della sensibilità, si rivolga immediatamente al Suo medico. Un uso più prolungato può avvenire solo sotto controllo medico.

Materiali

Il materiale ipoallergenico e privo di lattice è particolarmente traspirante e favorisce il trasporto dell'umidità.

Composizione:

- 51% Poliammide
- 35% Cotone
- 14% Elastan

Istruzioni per il lavaggio

lipomed face si può lavare in lavatrice, con l'aggiunta di un detersivo delicato senza candeggiante. La temperatura di lavaggio non deve superare i 40 °C. Si deve evitare l'uso di ammorbidenti.



Avvertenza: Prima di ogni lavaggio, chiudere le allacciature in velcro, per preservarne la funzione e per evitare di danneggiare altri capi di biancheria. Far asciugare all'aria. Non esporre alla luce solare diretta né mettere ad asciugare su un termosifone. Le temperature troppo elevate possono compromettere l'elasticità del materiale e quindi l'efficacia terapeutica di lipomed face. Per evitare d'interrompere per molto tempo la terapia compressiva, è consigliabile avere a disposizione anche un secondo lipomed face della misura corretta, per il ricambio.