

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>CUSCINO con BASE PREFORMATA e GEL AUTOMODELLANTE</p>	<p>Rev 00</p> <p>Gennaio 2009</p>
---	---	-----------------------------------

Codice	Dimensioni	Peso
CA-30	41 x 41 x 6.5 cm	2 kg
CA-31	43 x 43 x 6.5 cm	2.5 kg
CA-32	45 x 45 x 6.5 cm	3 kg

Indicazioni

Prevenzione di lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione. Consigliato per pazienti con peso non superiore ai 100 kg.

Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica in mousse di poliuretano viscoelastico ad alta resilienza e densità e da uno strato superiore composto da due sacche riempite con gel viscoelastico di diversa durezza. La base in mousse consente un alleggerimento della pressione in prossimità delle sporgenze ossee sacrali e favorisce un allargamento della superficie di contatto, garantendo una migliore distribuzione dei picchi di pressione. Il dispositivo viene fornito all'interno di una fodera a cerniera impermeabile e munita di base antiscivolo.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Componenti

Interno: Mousse in poliuretano viscoelastico - Densità 50 kg/m³.
Gel di poliuretano - Durezza all'esterno 75/100; durezza all'interno 65/100.
Pellicola della sacca: PUR 80 microns.
Fodera: Parte superiore in jersey PU a doppia elasticità.
Parte inferiore in jersey PU antiscivolo.

Pulizia

Interno: Lavare con panno umido senza immergere. Sterilizzare in superficie con disinfettante tipo Surfanios diluito allo 0,25%. Per evitare l'ingiallimento in superficie dopo la disinfezione, risciacquare con acqua.
Fodera: Lavare in lavatrice alla temperatura di 60°. Sterilizzare in superficie con disinfettante tipo Surfanios diluito allo 0,25%.

Conservazione

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Confezione: 1 pezzo

Garanzia: 24 mesi per difetti di fabbricazione.

Codice Nomenclatore: 03.33.03.012

Codice CND: Y033303

Progressivo di registrazione: 168601

Produttore: INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE