

# DISINFETTANTE SCHEMA TECNICA

## Definizione

- Disinfettante.

## Caratteristiche generali

- Il disinfettante Pic Indolor è un presidio medico chirurgico antibatterico che disinfetta a fondo senza provocare bruciore.
- Flacone dotato di tappo salvabimbo, per garantire una maggiore sicurezza.
- Etichetta con sistema Braille, per agevolare il riconoscimento del disinfettante ai non vedenti.

## Indicazioni d'uso

- Indicato per la disinfezione ospedaliera e domestica.
- Particolarmente indicato per la preparazione della pelle prima delle iniezioni.
- L'azione battericida ed antisettica è efficace anche su piccole superfici lavabili, oggetti, strumenti.

## Modalità d'uso

- Applicazione locale diretta o con garza/cotone, senza diluire.
- Non utilizzare su cute lesa.

## Conformità

- Registrazione numero 17557 del Ministero della Sanità.

## Specifiche tecniche

SPECIFICHE	METODI	VALORI
Composizione per 100g		Acqua depurata: q.b. a 100 g Alcool isopropilico: 5 g 2-Fenosietanolo : 1 g Didecildimetilammonio Cloruro: 0,5 g Citrale : 0,1 g
Sostanza attiva	M.I.	Didecildimetilammonio cloruro
Aspetto	M.I.	Soluzione liquida
Colore	M.I.	Incolore
Odore	M.I.	Caratteristico
Densità a 20°C	M.I.	0.990 - 1000
Solubilità in acqua	M.I.	Completa
Titolo Didecildimetilammonio cloruro	M.I.	0,475% - 0,525%
Conta microbica totale	M.I.	< 10 ufc/g

<b>Validità</b>	<b>3 anni nelle corrette condizioni di stoccaggio</b>
<b>Modalità di conservazione</b>	<b>Conservare in luogo fresco ed asciutto</b>

## Tollerabilità

- Il prodotto ha superato test di tollerabilità cutanea e di assenza effetti sistemici.





## DISINFETTANTE SCHEDA TECNICA

### **Smaltimento**

- Secondo normative vigenti.



## DISINFETTANTE SCHEDA TECNICA

### Avvertenze d'uso

- Nessuna precauzione particolare durante l'uso.
- Tenere i recipienti ben chiusi e lontano dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da alimenti o bevande.
- In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione consultare un medico.
- In caso di ingestione consultare un medico.

### Controlli qualitativi

- Ogni lotto di produzione viene sottoposto a controlli organolettici e controlli chimico-fisici secondo specifiche di riferimento interne.

### Confezionamento

Sulle etichette e/o confezioni vengono riportate le seguenti diciture:

Nome di vendita
Composizione quali/quantitativa
Istruzioni ed avvertenze per l'uso
Fabbricante
Data e lotto di fabbricazione
Validità
Modalità di conservazione
Codice a barre articolo

### Materiale di confezionamento

- Flacone in materiale plastico stampato.
- Tappo con sigillo di garanzia.

### Produttore

- Artsana S.p.A., officina di produzione propria Gessate (MI) Italy.
- Azienda certificata ISO 9001:2000

### Distributore

- Artsana S.p.A. Grandate (Como) Italy.

### Assortimento

CODICE	CONTENUTO	UNITA'
00 022897 000 000	250 ml.	24 flaconi
00 022898 000 000	250 ml.	24 flaconi



## DISINFETTANTE SCHEDA TECNICA

### Altre informazioni utili

- Ulteriori informazioni e procedure operative sono contenute nei fascicoli tecnici depositati presso la Direzione Tecnica/Assicurazione di Qualità ARTSANA.

### La Direzione Tecnica

ARTSANA S.p.A.  
Dr. MAURO CASSANI  
Medical Devices Department  
Technical Director

Artsana S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili. Artsana si riserva univocamente la facoltà di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo relativi al prodotto.