

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Nastro misuratore seca 201</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Codice	201 1717 009
---------------	---------------------

CND	V0399	Repertorio	93583/R
------------	--------------	-------------------	----------------



Indicazioni

Nastro misuratore per determinare circonferenze di adulti e bambini.

Descrizione

seca 201: nastro misuratore per determinare circonferenze di adulti e bambini.
Riavvolgimento automatico.

Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Lattice: esente, Latex Free

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>Nastro misuratore seca 201</p>	<p>Rev. 01 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

Caratteristiche Tecniche

Produttore:	seca gmbh & co. kg – Hamburg (Germany)
Misurazioni:	15 – 205 cm
Divisione:	1 mm
Diametro:	70 mm
Altezza:	22 mm
Peso:	55 g circa
Conformità CEE 93/42 Dispositivi Medici:	CE 0123